



Lösemittel für die Praxis

	Substanz	Dichte g/ml
1	Benzin 80/110*	0,707
2	Aceton	0,790
3	Essigsäure-ethylester	0,902
4	Essigsäure-iso-propylester	0,872
5	Methylethylketon	0,804
6	Benzol	0,880
7	Methanol	0,791
8	2-Propanol	0,785
9	Ethanol	0,788
10	Methyl-iso-butylketon	0,798
11	Toluol	0,867
12	1-Propanol	0,804
13	2-Butanol	0,807
14	1-Methoxy-2-propanol	0,921
15	1-Butanol	0,810
16	1-Ethoxy-2-propanol (90%)	0,896
17	1-Methoxypropylacetat	0,968
18	Ethylenglykol	1,113
19	Ethylenglykolacetat	1,128
20	n-Hexanal	0,816
21	3-Methoxybutanol-1	0,928
22	n-Propylacetat	0,888
23	Cyclohexan	0,778
24	n-Butylacetat	0,880
25	Xylol (Isomerenmischung, inkl. Ethylbenzol)	0,860
26	Styrol	0,909
27	Acetylaceton	0,975

* Aromatenarm < 0,01 Gew. %

Art.-Nr. 192075
27 x 4 ml Lösemittel



27 Lösemittel abgefüllt in Flasche G 4, braun mit Schraubkappe G 13 und eingelegter Dichtscheibe G 13 (Kombi Art.-Nr. 300466) Erweiterung mit weiteren Lösemitteln möglich!

Aktuelle Preise siehe Katalog oder im Online-Shop



– Chromatographie Service GmbH

Postfach 1207 · 52374 Langerwehe
Telefon 024 23 / 40493-0 · Fax 024 23 / 40493-49
E-Mail: info@cs-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.cs-chromatographie.de