



Flowmeter HPLC



- Für Flüssigkeitsströme
- LCD-Anzeige für Messwert und Füllstand
- RS-232-Schnittstelle
- Kalibrierbar
- Auch für aggressive Medien
- Lieferung mit Stativ, Netzteil, Abfallbecher, Anleitung, Zertifikat, Tragekoffer

Technische Spezifikationen:

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Messbereich | 0,05 ... 10 ml/min |
| Modus | Volumetrisch |
| Messvolumen | Ca. 400 µl |
| Genauigkeit | Besser 1% |
| Reproduzierbarkeit | Besser 1% |
| Auflösung | 0,0001 ml/min |
| Anzeige | LCD-Display |
| Ausgabe | RS-232-Schnittstelle |
| Stromversorgung | 24 V DC |
| Abmessungen | B x H x T = 103 x 156 x 56 mm |
| Gewicht | 2 kg (inkl. Tragekoffer und Zubehör) |
| Art.-Nr. | 014792615 |

Den aktuellen Preis finden Sie im Internet unter www.cs-chromatographie.de.
oder kontaktieren Sie uns für ein persönliches Angebot unter info@cs-chromatographie.de.



CS – Chromatographie Service GmbH

Postfach 1207 · 52374 Langerwehe
Telefon 024 23 / 40493-0 · Fax 024 23 / 40493-49
E-Mail: info@cs-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.cs-chromatographie.de