



## Hochtemperatur Head Space-Analytik

Art.-Nr. 301473

### Magnetische Bördelkappe R 20-L/Sil-UHT

Kappe aus magnetischem Spezialstahl, Loch-Ø 5 mm  
Dichtscheibe aus Silikon, rot/PTFE, transparent,  
3,0 mm stark, 45° shore A, für Bördelrand 20 mm  
**bis zu 300 °C einsetzbar**

Lieferung in Pg. à 100 St.  
Preisinformation siehe Katalog Seite 101  
und im Online-Shop



Passende Head Space-Flaschen 20 mL siehe Katalog Seite 99:



300042

300043

300043-BF

300044

300046

300049



**– Chromatographie Service GmbH**

Am Parir 27 · 52379 Langerwehe

Telefon 024 23 / 40493-0 · Fax 024 23 / 40493-49

E-Mail: [info@cs-chromatographie.de](mailto:info@cs-chromatographie.de)

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: [www.cs-chromatographie.de](http://www.cs-chromatographie.de)