



Sommerangebot 2023

Einmal-Filterhalter MULTOCLEAR®

01.06.2023

Einmal-Filterhalter MULTOCLEAR®

Einmal-Filterhalter Typ MULTOCLEAR® sind aus qualitativ hochwertigen Werkstoffen mit sehr geringem extrahierbarem Anteil gefertigt. Sie bestehen aus einer Filtermembran mit Durchmessern 25 mm, montiert in ein Gehäuse aus hochreinem Polypropylen (PP), welches gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln chemisch inert ist. Das Rückhaltevolumen ist nach Spülen mit Luft kleiner als 0,1 ml.

Filterhalter MULTOCLEAR® sind nicht sterilisiert. Sie können mit hohem Fluss betrieben werden und sind an alle Spritzen mit Luer Lock-Anschluss adaptierbar.



20 % Rabatt

Verhältnis Filtergröße zu Probevolumen: Filterhalter-Ø 25 mm für Volumina bis 100 ml

MULTOCLEAR®- 25

Gehäuse/-größe: Polypropylen, 30 mm, Pg. a 100 St.



Art.-Nr.	Farbcode	Poren-Ø	Material	Filter-Ø	Listenpreis	Angebotspreis
390801	hellblau	0,2 µm	PTFE	25 mm	120,50	96,40 €/Pg.
390802	blau	0,45 µm	PTFE	25 mm	120,50	96,40 €/Pg.
390803	hellgrün	0,2 µm	PA	25 mm	113,50	90,80 €/Pg.
390804	grün	0,45 µm	PA	25 mm	113,50	90,80 €/Pg.
390805	hellgelb	0,2 µm	CM	25 mm	122,00	97,60 €/Pg.
390806	gelb	0,45 µm	CM	25 mm	122,00	97,60 €/Pg.
390809	rosa	0,2 µm	PVDF	25 mm	122,50	98,00 €/Pg.
390810	rot	0,45 µm	PVDF	25 mm	122,50	98,00 €/Pg.
390811	natur	0,2 µm	PP	25 mm	109,00	87,20 €/Pg.
390812	weiß	0,45 µm	PP	25 mm	109,00	87,20 €/Pg.
390813	hellgrün	0,2 µm	PA-LE	25 mm	113,50	90,80 €/Pg.
390814	grün	0,45 µm	PA-LE	25 mm	113,50	90,80 €/Pg.
390815	hellbraun	0,2 µm	RC	25 mm	138,50	110,80 €/Pg.
390816	braun	0,45 µm	RC	25 mm	138,50	110,80 €/Pg.
390819	violett	0,45 µm	PES	25 mm	121,00	96,80 €/Pg.

Einmal-Filterhalter MULTOCLEAR®-04 und MULTOCLEAR®-13, siehe Katalog 2023, Seite 39

Sonderpreise in €, netto + MwSt., **keine weitere Rabattierung möglich.**
Lieferungen innerhalb der BRD ab € 500,00 Gesamt-Nettoauftragswert, auch in Kombination mit anderen Artikeln, frei Haus. **Gültig vom 01.06.2023 bis 30.09.2023.**



Am Parir 27 · 52379 Langerwehe
Telefon 024 23 / 40493-0 · Fax 024 23 / 40493-49
E-Mail: info@cs-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.cs-chromatographie.de